

STAZIONE DI MISURA WIRELESS AD ULTRASUONI PER ALTEZZA E PESO

seca 287

SCHEDA TECNICA



Descrizione

La stazione di misura wireless seca 287 rileva il peso e l'altezza mediante la tecnologia ad ultrasuoni. E' dotata di una bilancia pesa persona della portata fino a 300 kg con divisione di 50 g < 150 kg < 100 g e di tre coppie di sensori ad ultrasuoni per la registrazione dell'altezza. L'opzionale e disattivabile guida vocale accompagna il paziente attraverso l'intero processo di misura. E' provvista di display digitale touch-screen per la lettura di peso, altezza e calcolo automatico del BMI. Il dispositivo è integrato nel network seca 360° wireless ed invia i risultati di tutte le misurazioni ad una stampante seca o ad un PC.

Sistema compatibile con stampante avanzata seca 465 e seca 466, adattatore USB seca 456 per software seca analytics 115 e seca emr flash 101.

La versione seca 287 dp è dotata della funzione directprint e i risultati delle misurazioni possono essere immediatamente stampati utilizzando la stampante collegata al PC.

Destinazione d'uso

La stazione di misura seca 287 serve per rilevare il peso, l'altezza e il BMI, nonché lo stato nutrizionale generale del paziente.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	V0399	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1412932/R	
Classe di precisione	III	
Conformità alla: - Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - Direttiva 2014/31/UE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	☐ I ☒ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Classe e tipo apparecchiatura - CEI 62-5	☐ I ☒ II ☐ AI	
	☒ B ☐ BF ☐ CF	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☒ SI	☐ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Immagini prodotto



Caratteristiche tecniche

Portata	300 kg
Divisione	50 g < 150 kg > 100 g
Range di misura altimetro	60 - 210 cm
Divisione altimetro	1 mm
Precisione da 100 a 200 cm	± 5 mm
Dimensioni (L x A x P)	434 x 2.270 x 466 mm
Dimensioni piattaforma di pesata	430 x 60 x 365 mm
Peso	16,5 kg
Alimentazione	A rete elettrica
Tensione di alimentazione	12 V
Assorbimento di corrente massimo	500 mA
Tensione di rete	100 V - 240 V
Frequenza di rete	50 Hz - 60 Hz
Display multifunzionale a tre righe	14 mm
Assorbimento di corrente display multifunzionale - con modulo radio non attivo, senza retroilluminazione e volume al 50% -con modulo radio attivo, illuminazione di sfondo permanente (luminosità: 100 %) e volume al 75%	ca. 100 mA ca. 220 mA
Trasmissione radio - Banda di frequenza - Potenza di trasmissione	2,433 GHz - 2,480 GHz < 10 mW

Funzioni	- TARA - Pre-TARA - Funzione mamma/bambino - HOLD - Auto-HOLD - BMI - Auto-BMI - BFR - Inserimento dati paziente - CLEAR - Auto-CLEAR - Selezione automatica range di pesata - Ammortizzatore - Impostazione dello zero dell'utente - Retroilluminazione - Attivazione segnale acustico - RESET - Calibrazione/calibrazione automatica - Spegnimento automatico - SEND/Auto-SEND - PRINT/Auto-PRINT - Altimetro integrato - Ruote di trasporto
Condizioni ambientali di utilizzo	
- Temperatura	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio	
- Temperatura	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto	
- Temperatura	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F)
- Pressione atmosferica	700 hPa - 1060 hPa
- Umidità dell'aria	0 % - 95 % senza formazione di condensa

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	L'utilizzo di detergenti e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
CONSERVAZIONE	Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

287		
COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
287	Stazione di misura wireless ad ultrasuoni per altezza e peso	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1
287 dp		
COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
287 dp	Stazione di misura wireless ad ultrasuoni per altezza e peso con modulo direct print	1
101	Software per l'archiviazione digitale dei dati (EMR)	1
456	Adattatore USB seca 360° wireless	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
465	Stampante seca 360° wireless per la stampa su carta termica	1
481	Supporto per stampante seca 465	1
466	Stampante seca 360° wireless per la stampa su carta termica o etichette	1
482	Supporto per stampante seca 466	1
115	Software medicale per PC	1
101	Software per l'archiviazione digitale dei dati (EMR)	1
456	Adattatore USB seca 360° wireless	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.